

MAGNETO THERAPY

Magneto Fit

Magnetoterapia portátil modulada de baja frecuencia, provista de un generador que permite efectuar tratamientos antiálgicos y regenerantes.

Puede aplicarse en cualquier parte del cuerpo con dolores agudos o crónicos, inflamaciones, reumatismos articulares o para regeneración ósea en fracturas y osteoporosis.

PROGRAMAS/ APLICACIONES

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| - Artritis/ artrosis | - Traumas/ contusiones |
| - Reumatismos | - Hematoma |
| - Dolores articulares | - Insuficiencia microcirculatoria |
| - Hernia discal | - Flebitis |
| - Ciatalgia | - Venas varicosas/ varices |
| - Osteoporosis | - Cicatrices/ dermatitis |
| - Fracturas | - Alergia |
| - Distorsiones | - Aplicaciones 4 horas |
| - Luxaciones | - Aplicaciones 8 horas |



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación: batería recargable, alimentador externo

Número de canales de salida: 2 independientes

Número de programas: 20 prefijados


Frecuencia: 27 Mhz

Emisión: modulada 8- 640 Hz

Potencia de emisión: máx. 2x30 gauss

DOTACIÓN DE BASE

- Estuche contenedor
- 2 solenoides
- 2 cinchas elásticas
- Batería recargable
- Alimentador externo



c/Provenza 138 bajos. Telf. 902.35.66.35 marpe@marpe.es www.marpe.es