



**ULTRASOUND & ELECTRO
THERAPY DEVICE.**

MarpeSonyc Mini

Es un novedoso aparato de Ultrasonidos y Electroterapia combinada.

Con una extrema facilidad de uso, puede aplicarse en casi cualquier situación terapéutica, para estimulación y tonificación muscular e incluso para fines estéticos.

MarpeSonyc mini actúa mediante la aplicación de terapia por Ultrasonidos DE 1 MHz o a través de los 13 programas prefijados de corrientes TENS (corrientes Analgésicas) y EMS (corrientes de tonificación muscular), de forma simultánea, con 2 canales independientes y con los protocolos más habituales para las diversas zonas del cuerpo.

MarpeSonyc mini posee doble alimentación (a red para Ultrasonidos y a batería para Electroterapia), siendo un equipo ideal para todo el mundo.



¡compralo aquí!





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Generador de corriente constante.
- Trabajo a red y batería según sistema terapia.
- Forma de onda: rectangular bifásica.
- Emisión ultrasónica directa, NO subacuática.
- Número de canales: 2 independientes
- Número de programas: 13 programas prefijados (Tens/Ems).
- Intensidad en Electroterapia: 0- 100 mA de emisión.
- Intensidad de Ultrasonidos: 0 – 2wts de emisión porcentual.
- Timer prefijado en corrientes. Timer non stop en Ultrasonidos.
- Frecuencia: 1- 300 Hz para Electroterapia, 1 MHz para Ultrasonidos.



c/Provenza 138 bajos, Telf. 902.35.66.35 marpe@marpe.es www.marpe.es
