

ULTRASOUND THERAPY

SonoVit



El nuevo **SonoVit** es un aparato de Ultrasonidos de diseño compacto, caracterizado por su sencillez de uso y por su novedosa doble frecuencia de emisión, 1/3 MHz en el mismo cabezal.

Gracias a su cabezal estanco, SonoVit permite trabajar en modo convencional o en modo subacuático.

SonoVit contiene programas prefijados con los parámetros más comunes y tiene la posibilidad de crear programas de usuario y guardarlos en memoria.

Funcionamiento a red eléctrica o batería.

Lista de Programas

1. Atrofia ósea	11. Desgarros
2. Callo óseo	12. Contracturas
3. Retrasos de osificación	13. Contusiones
4. Osteitis y periostitis	14. Tenosinovitis
5. Artritis- artrosis	15. Tenovaginitis
6. Rigidez articular	16. Tendinitis
7. Distorsiones	17. Periartritis
8. Lumbalgia	18. Bursitis
9. Mialgia	19. Dolores agudos
10. Espasmos	20. Dolores crónicos

+ protocolos libres

Características técnicas

ALIMENTACIÓN	230V AC 50Hz
BATERÍA	Batería recargable NiMH
FRECUENCIA	1 / 3 MHz
EMISIÓN	Continua, modulada (1/2, 1/5, 1/10)
POTENCIA	0.1 ÷ 3 W/cm ²

Dotación de base:

SonoVit
Cable de alimentación
Cabezal Dual 1/3 MHz Ø 45 mm
Manual de uso en español
Maleta de transporte



c/Provenza 138 bajos. Telf. 902.35.66.35 marpe@marpe.es www.marpe.es